

## КАТАЛОГ

запасные части



# АЭ-10 МО

Дистиллятор  
электрический

**Арматура светосигнальная АСН-1-220-1-1-4****Параметры:**

Артикул		409431339500
Маркировка		
Количество	шт	2
Период использования		до 2009

**Выключатель автоматический ИЭК ВА47-29 16А 3П****Параметры:**

Артикул		409431350000
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		с 2009

**Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29 50А 1P****Параметры:**

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		с 2009

**Датчик Ц6516М.07.010****Параметры:**

Артикул		409031188300
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Держатель предохранителя ДПВ 7Ш4.810.000****Параметры:**

Артикул		409431340500
Маркировка		
Количество	шт	3
Период использования		до 2004



### Индикатор фаз световой ИФС47

**Параметры:**

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт.	1
Период использования		с 2009



### Контактор КМИ-11810 18А 220В/АС-3 1НО ИЭК

**Параметры:**

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт.	1
Период использования		до 2009



### Микропереключатель МИ-3А

**Параметры:**

Артикул		409431334500
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2009



### Переключатель ПТ 73-2-2

**Параметры:**

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2009



### Предохранитель СП-15А

**Параметры:**

Артикул		409431320500
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2004



### Предохранитель СП-40А

#### Параметры:

Артикул		409431322000
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2004



### Поплавок Ц6612М.00.120

#### Параметры:

Артикул		409031136400
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2009



### Регулятор уровня Ц6612М.00.100-01

#### Параметры:

Артикул		409031143900
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2009



### Уплотнение Ц6516М.00.00.003

#### Параметры:

Артикул		409031152000
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		с 2000

### Уравнитель Ц6516М.07.000

#### Параметры:

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		с 2009



**Холодильник Ц6516М.06.000**

**Параметры:**

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		Действ.



**Электронный датчик уровня ЭДУ.010**

**Параметры:**

Артикул		409031186500
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		с 2009



**Электронагреватель трубчатый ТЭН125.05.000**

**Параметры:**

Артикул		409031215500
Маркировка		
Количество	шт	3
Период использования		до 2009



**Электронагреватель трубчатый ТЭН125.06.000**

**Параметры:**

Артикул		409031185200
Маркировка		
Диаметр оболочки, мм		8
Резьба втулок для установки		M14x1,5
Резьба контактных стержней		M4
Мощность, кВт		2,4
Напряжение, В		220
Масса, кг		0,51
Количество	шт	3
Период использования		с 2009

