

Фармстандарт-Медтехника

Современные системы
инфекционного контроля

ТЗМОИ

КАТАЛОГ

запасные части



ДЭ-4

Дистиллятор
электрический

12.2014

Арматура светосигнальная АСН-1-220-1-1-4**Параметры:**

Артикул		409431339500
Маркировка		
Количество	шт	2
Период использования		до 2008

**Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29 25А 2Р****Параметры:**

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		с 2004

**Индикатор фаз световой ИФС47****Параметры:**


Артикул		
Маркировка		
Количество	шт.	1
Период использования		с 2009

**КАМЕРА КОНДЕНСАЦИИ ДЛЯ ДЭ-4 ТЗМОИ Ц6612М.00.020****Параметры:**

Артикул		409031170900
Маркировка		Ц6612М.00.020
Количество	шт.	1
Период использования		

Контактор КМИ-11210 12А 220В/АС-3 1НО ИЭК**Параметры:**

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт.	1
Период использования		с 2009



Кран ½ (угловой)**Параметры:**

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		Действ.

**МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИ-3А****Параметры:**


Артикул		409531317200
Маркировка		МИ-3А
Количество	шт	1
Период использования		до 2009

**ТУМБЛЕР ПТ73-2-2****Параметры:**

Артикул		409531308100
Маркировка		ПТ73-2-2
Количество	шт	1
Период использования		до 2009

**Пускатель ПМ12-025100УЗБ 220В****Параметры:**

Артикул		409431317500
Маркировка		ПМ-12- 025100УЗБ
Количество	шт	1
Период использования		до 2009

**ПОПЛАВОК В УПАКОВКЕ Ц6612М.00.120 Ц6612М.00.120_10****Параметры:**

Артикул		409031136400
Маркировка		Ц6612М.00.120
Количество	шт	1
Период использования		до 2009

**Регулятор уровня воды Ц6612М.00.100****Параметры:**

Артикул		409031143600
Обозначение		Ц6612М00100
Диаметр	мм	69
Высота	мм	204
Масса	кг	0,22
Длина присоединит. шнура	мм	1000
Количество	шт.	1
Период использования		до 2009г.



Уплотнение Ц6612.00.003**Параметры:**

Артикул		409031152000
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2004

УРАВНИТЕЛЬ Ц6516М.07.000 В УПАКОВКЕ**Параметры:**

Артикул		409031195600
Маркировка		Ц6516М.07.000
Количество	шт	1
Период использования		Действ.

**Холодильник Ц6516.00.09.000****Параметры:**

Артикул		409031181100
Маркировка		Ц6516.00.09.000
Количество	шт	1
Период использования		Действ.

**Электронный датчик уровня в потребительской упаковке ЭДУ.010_20****Параметры:**

Артикул		409031186500
Маркировка		ЭДУ.010
Количество	шт	1
Период использования		с 2009

**Электронагреватель трубчатый ТЭН85.05.000****Параметры:**

Артикул		409031217000
Маркировка		
Количество	шт	2
Период использования		до 2009



Электронагреватель ТЭН85.06.000

Параметры:

Артикул		409031185300
Маркировка		85.06.000
Длина	мм	215
Длина без втулки	мм	170
Мощность	кВт	2
Напряжение	В	220
Диаметр оболочки	мм	8
Резьба втулок для установки		M14x1,5
Масса	кг	0,32
Количество	шт	1
Период использования		с 2009

