

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


для плазменных стерилизационных аппаратов

2013 – 2015 г.


№ Poz	Product/Товар	Custom code/ Код ТН ВЭД	Photo/Фото	Internal code/ внутр. код	Parameters/ Параметры	Price/ Цена за шт. руб	Страна- произво- дитель	The name under the certificate/ Наименование по сертификату
1.				Leybonol				Масло вакуумное Leybonol
1.	Насос вакуумный для плазменного стерилизатора 380В Vacumm pump(380V)			ZD-ALL 01/0010			Китай	Вакуумный насос ZD-ALL 01/0010
2.	Насос вакуумный для плазменного стерилизатора 220В Vacumm pump(220V)			220B ZD- 040 01/0011			Китай	Вакуумный насос 220В ZD-040 01/0011
3.	Реле для вакуумного насоса Relay for Vacuum Pump			ZD-ALL 01/0011				Реле ZD-ALL 01/0011

№ Poz	Product/Товар	Custom code/ Код ТН ВЭД	Photo/Фото	Internal code/ внутр. код	Parameters/ Параметры	Price/ Цена за шт. руб	Страна- произво- дитель	The name under the certificate/ Наименование по сертификату
4.	MER-BZ LOT.NO.1131894 Serial no.A378017						Китай	фильтр воздушно- вакуумный
2.	Фильтр воздушный Air filter			ZD-ALL 01/0020			Россия	Фильтр капсульный (ВОЗДУШНЫЙ) КФМ.Ф4-020-к-60 ZD- ALL 01/0020
3.	Vacuum valve GDC-J25			ZD-ALL 02/0010			Китай	Электромагнитный вакуумный дроссельный клапан ZD-ALL 02/0010
4.	Electromagnetic valve			ZD-150 02/0020			Китай	Клапан соленоидный ZD- 150 02/0020
5.	Фильтр сепаратора separator filter			ZD-ALL 02/0021	280x110x110 мм 0.25/0.29кг.		Китай	Фильтр масляный ZD-ALL 02/0021

№ Poz	Product/Товар	Custom code/ Код ТН ВЭД	Photo/Фото	Internal code/ внутр. код	Parameters/ Параметры	Price/ Цена за шт. руб	Страна- произво- дитель	The name under the certificate/ Наименование по сертификату
6.	Корпус сепаратора вакуумного насоса AF 30A p/n 88813001 s/n09771 separator housing			ZD-ALL 02/0022	150x229, KF25 160x130x240 мм 1.37/1.56кг.		Китай	Вакуумный насос (корп. сепаратора) ZD-ALL 02/0022
1.	Фильтр сепаратора separator filter			ZD-ALL 01/0022	120x58 Резьба внутр.		Китай	Фильтр масляный ZD- ALL 02/0022
2.	Корпус сепаратора вакуумного насоса AF 25 s/n 21002			ZD-ALL 02/0022			Китай	Вакуумный насос (корп. сепаратора) ZD-ALL 02/0022 (новая версия)
3.	Metering pump with motor and drive module						Китай	Система дозировочного насоса Z-150 02/0023

№ Poz	Product/Товар	Custom code/ Код ТН ВЭД	Photo/Фото	Internal code/ внутр. код	Parameters/ Параметры	Price/ Цена за шт. руб	Страна- произво- дитель	The name under the certificate/ Наименование по сертификату
4.	Measuring needle						Китай	Корпус инъекционного насоса Z-150 02/0024
5.	Pump						Китай	Плунжерный насос (перекачки пероксида) Z-150 02/0025
6.	Printer for DGM Z-150						Китай	Принтер специальный Z-150 03/0010
7.	Ролики для касс и калькуляторов 57 мм (т/б дл25м, вт12)							Ролики для касс и калькуляторов 57 мм (термо дл25м, вт12) ZD-150 TP/57

№ Poz	Product/Товар	Custom code/ Код ТН ВЭД	Photo/Фото	Internal code/ внутр. код	Parameters/ Параметры	Price/ Цена за шт. руб	Страна- произво- дитель	The name under the certificate/ Наименование по сертификату
8.	Pressure transmitter P1 Трансмиттер S-10 abs 0-0.25 bar 0-20 mA dc10 -30 V, G1/2B						Китай	Преобразователь давления ZD-150 03/S10
9.	Pressure transmitter P2						Китай	Преобразователь давления ZD-150 03/P2
10.	Pressure transmitter 722B- 29778						Китай	Преобразователь давления Z-150 04/0010
11.	Generator SP-100						Китай	Источник тока высокой частоты ZD-150 04/0010

№ Poz	Product/Товар	Custom code/ Код ТН ВЭД	Photo/Фото	Internal code/ внутр. код	Parameters/ Параметры	Price/ Цена за шт. руб	Страна- произво- дитель	The name under the certificate/ Наименование по сертификату
12.	Generator SP-200						Китай	Источник тока высокой частоты ZD-150 04/0010 Трансформатор переменного тока ZD150 04/0010
13.	Generator SP-40						Китай	Источник тока высокой частоты ZD-40 04/0015
14.							Китай	Датчик температуры камеры ZD-40 04/0020
15.							Китай	Контроллер температуры ZD-150

№ Poz	Product/Товар	Custom code/ Код ТН ВЭД	Photo/Фото	Internal code/ внутр. код	Parameters/ Параметры	Price/ Цена за шт. гур	Страна- произво- дитель	The name under the certificate/ Наименование по сертификату
16.	Touch-screen with programm						Китай	Сенсорный экран ZD-150 04/0011
17.	SMC 0,7 МПа, PR DNN2573						Китай	Трехпозиционный пневматический распределитель Z-150 DNN2573
18.	Gateway Control Unit for DGM Z-150						Китай	Устройство сопряжения DGM Z-150 USB/LAN
19.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР CPU 224XP 6ES7214-2AD23-0XB0						Россия	Центральный процессор CPU224XP ZD-150

№ Poz	Product/Товар	Custom code/ Код ТН ВЭД	Photo/Фото	Internal code/ внутр. код	Parameters/ Параметры	Price/ Цена за шт. руб	Страна- произво- дитель	The name under the certificate/ Наименование по сертификату
20.							Россия	EM222 модуль вывода дискретных сигналов для CPU22X ZD-150
21.							Россия	EM235 модуль ввода-вывода аналоговых сигналов ZD-150
22.	Электродвигатель (непроходной тип) Motor for DGM Z-150sd				830 X 210 X 90мм; 3 кг		Китай	Привод ZD-150/1500N
23.	Электродвигатель (проходной тип) Motor for DGM Z-150dd				830 X 210 X 90мм; 4,5 кг		Китай	Привод ZD-150-2/2500N

№ Poz	Product/Товар	Custom code/ Код ТН ВЭД	Photo/Фото	Internal code/ внутр. код	Parameters/ Параметры	Price/ Цена за шт. руб	Страна- произво- дитель	The name under the certificate/ Наименование по сертификату
24.	Motor for DGM Z-40						Китай	Привод ZD-40
25.	Plastic tank for H2O2							Контейнер пластиковый для стерилизующего агента Z-150 10/0010
26.							Китай	Мембрана из кремнегеля (электронагревательная) 60 вт ZD-06/0060
27.							Китай	Мембрана из кремнегеля (электронагревательная) 100 вт ZD-06/0100

№ Poz	Product/Товар	Custom code/ Код ТН ВЭД	Photo/Фото	Internal code/ внутр. код	Parameters/ Параметры	Price/ Цена за шт. руб	Страна- произво- дитель	The name under the certificate/ Наименование по сертификату
28.							Китай	Мембрана из кремнегеля (электронагревательная) 150 вт ZD-06/0150
29.				Z-150 03/0020			Китай	датчик температуры Z-150 03/0020
30.							Китай	Реле Z-150 03/0030
31.	Уплотнение для Z-40 (8*10*984)			Z-40 05/0010			Китай	уплотнение двери (из силиконовой резины) Z-40 05/0010

№ Poz	Product/Товар	Custom code/ Код ТН ВЭД	Photo/Фото	Internal code/ внутр. код	Parameters/ Параметры	Price/ Цена за шт. руб	Страна- произво- дитель	The name under the certificate/ Наименование по сертификату
32.	Уплотнение для Z-150 (1700)			Z-40 05/0020			Китай	уплотнение двери (из силиконовой резины) Z-150 05/0020 (Z-40 05/0020)